




Butelki na pożywki Duran TILT - z zakrętką



Duran TILT to dwupozycyjne, bezbarwne butelki szklane o pojemności 500 ml. W zestawie z białą zakrętką GL56 wykonaną z PP. Przeznaczone do przygotowywania i przechowywania pożywek do kultur komórkowych. W pozycji nachylonej pod kątem 45° umożliwiają wygodne pipetowanie. Pozycja stojąca jest odpowiednia do przechowywania i filtracji sterylizującej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	G-2434	Butelki na pożywkę Duran TILT	z zakrętką	bezbarwne	500 ml	124 x 148 mm	GL56	4 szt.

Opis

Butelki Duran TILT o pojemności 500 mililitrów z białą, polipropylenową zakrętką, wykonano ze szkła borokrzemowego 3.3. Można je stabilnie postawić w dwóch pozycjach. W pozycji pionowej stosuje się je do sterylizacji filtracyjnej lub przechowywania. Natomiast w przechylonej pod kątem 45° - do pipetowania. Unikalna, stabilna pozycja butelki Duran TILT pod kątem 45° oraz jej szeroki otwór z gwintem GL56 umożliwiają użytkownikowi wygodne i bezpieczne pipetowanie bez konieczności trzymania czy przechylania butelki. Na butelce znajdują się podwójne znaczniki objętości, dla obu pozycji. Dodatkowo, dla wygody użytkowników prawo- i leworęcznych umieszczono je po obu stronach butelki. Zwarta, kompaktowa forma butelki oszczędza miejsce do przechowywania w lodówkach lub w łaźniach wodnych. Dodatkowo ułatwia pracę przy niskich, przesuwanych oknach komór laminarnych lub dygestoriów.

Butelki Duran TILT nadają się do pracy również z pipetami serologicznymi o dużej pojemności (do 100 ml). Są autoklawowalne, można je stosować w warunkach obniżonego ciśnienia. Są również dostosowane do bezpiecznej sterylizacji filtracyjnej. Ergonomiczna zakrętka GL56 wykonana z materiałów niecytotoksycznych ułatwia otwieranie i zamykanie butelki. Duran TILT zaprojektowano, aby podwyższyć bezpieczeństwo i ułatwić pracę w biologicznych pomieszczeniach cleanroom i w komorach laminarnych. Dlatego idealnie nadają się do stosowania podczas przygotowywania podłoży do hodowli komórkowych oraz ich przechowywania.

Zapasy [zakrętki Duran TILT GL56](#) można dokupić osobno. Do pracy z butelkami na pożywkę Duran TILT polecamy również inne akcesoria:

- [kolorowe znaczniki](#) ułatwiające identyfikację butelki,
- [osłony silikonowe](#) pełniące szereg funkcji ochronnych, przede wszystkim chroniące próbki wrażliwe na promieniowanie UV
- [adapter Duran TILT z PTFE](#) - GL45/GL56 umożliwiający zastosowanie do tych butelek dowolnych elementów zawierających gwint wewnętrzny GL45, np. filtrów nabutelkowych.