





Filtry do pipet Pipetman[®] Classic i Fixed



Filtry chroniące przed kontaminacją próbki bądź zanieczyszczeniem pipety. Pasują do pipet Pipetman[®] Classic P5000, Classic P10mL i Fixed F5000. Po zamontowaniu filtra na pipecie można używać końcówek do pipet bez filtra, uzyskując poziom ochrony jak przy zastosowaniu końcówek do pipet z filtrem.
 Oryginalny produkt firmy Gilson.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	K-0421	Filtry do pipet Pipetman [®] Classic P5000, Classic P10mL i Fixed F5000	10 szt.
	K-0422	Filtry do pipet Pipetman [®] Classic P5000, Classic P10mL i Fixed F5000	100 szt.

Opis

Filtry chroniące przed kontaminacją próbki bądź zanieczyszczeniem pipety. Pasują do pipet Pipetman[®] Classic P5000, Classic P10mL i Fixed F5000. Po zamontowaniu filtra na pipecie można używać końcówek do pipet bez filtra, uzyskując poziom ochrony jak przy zastosowaniu końcówek do pipet z filtrem.

Oryginalny produkt firmy Gilson.

Dostępne w opakowaniu po 10 lub 100 szt.