



Naklejki na rolce - prostokątne



Białe, poliestrowe etykiety łatwe do naklejenia, jak również odklejenia. Szczególnie polecane do stosowania z mikroprobówkami i probówkami typu Eppendorf. Odpowiednie do stosowania w zakresie temperatur od -40°C do +121°C. Oferowane 1000 etykiet umieszczono na rolce, w pudełku z dozownikiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Kolor	Wymiary	Szt./Op.
	R-3071	Naklejki na rolce prostokątne	próbówki o poj. 0,5 ml	białe	24 x 13 mm	1000 szt.
	R-3073	Naklejki na rolce prostokątne	próbówki o poj. 1,5-2,0 ml	białe	33 x 13 mm	1000 szt.
	R-3075	Naklejki na rolce prostokątne	-	białe	38 x 19 mm	1000 szt.

Opis

Białe, prostokątne naklejki wyprodukowane z elastycznego włókna poliestrowego powleczonego klejem na bazie żywicy akrylowej. Ta unikalna kombinacja pod wpływem wahań temperatury równomiernie rozszerza się i kurczy, zapewniając etykietce odpowiednią przyczepność. Przylegają do każdej czystej powierzchni, w tym również pokrytej warstwą PTFE. Chemicznie obojętne, odporne na wodę, wilgoć oraz większość rozpuszczalników organicznych i zasad. Charakteryzują się również odpornością na promieniowanie gamma. Ponadto wytrzymują cykl autoklawowania parowego.

Bezproblemowe do usunięcia bez jakichkolwiek uszkodzeń. Na odklejanej powierzchni nie pozostawiają resztek kleju. Można je stosować w zakresie temperatur od -40°C do +121°C. Z tego względu poleca się ich stosowanie na naczyniach umieszczanych w zamrażarkach, lodówkach, inkubatorach, a nawet w autoklawach.

Dostarczane w rolkach po 1000 sztuk, zapakowanych dla wygodnego użycia w pudełko z dozownikiem. Oferowane w trzech wariantach różniących się wymiarami pojedynczej naklejki.