



## Naklejki na rolce - prostokątne - na krioprobówki



Białe, poliestrowe etykiety odporne na wahania temperatury od -196°C do +80°C. Łatwe do naklejenia i usunięcia. Szczególnie polecane do stosowania z krioprobówkami. Oferowane 1000 etykiet umieszczono na rolce, w pudełku z dozownikiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wymiary	Szt./Op.
	R-3083	Naklejki na rolce prostokątne - na krioprobówki	białe	33 x 13 mm	1000 szt.
	R-3085	Naklejki na rolce prostokątne - na krioprobówki	białe	38 x 19 mm	1000 szt.

### Opis

Białe, prostokątne etykiety wykonano z elastycznego włókna poliestrowego powleczonego klejem na bazie żywicy akrylowej. Ta specjalna kombinacja pod wpływem wahań temperatury równomiernie rozszerza się i kurczy, gwarantując naklejce silną przyczepność. Przylegają do każdej czystej powierzchni, w tym również pokrytej warstwą PTFE. Chemicznie obojętne, odporne na wodę, wilgoć oraz większość rozpuszczalników organicznych i zasad. Charakteryzują się również odpornością na promieniowanie gamma. Bezproblemowo do usuwana bez pękania, łuszczenia lub innych uszkodzeń. Ponadto nie pozostawiają na powierzchni resztek kleju.

Można je stosować w zakresie temperatur od -196°C do +80°C. Z tego względu szczególnie zalecane do stosowania z krioprobówkami i innymi naczyniami umieszczanymi w niskich temperaturach.

Dostarczane w rolkach po 1000 etykiet, zapakowanych dla wygodnego użycia w pudełko z dozownikiem. Oferowane w dwóch wariantach różniących się wymiarami pojedynczej naklejki. Rozmiar 33 x 13 mm zaleca się do znakowania probówek o objętości 1,5 oraz 2,0 ml.