



## Pipety automatyczne Pipetman<sup>®</sup> Neo - jednokanałowe



**Nowa generacja pipet Gilson Pipetman<sup>®</sup> Neo wyróżnia się doskonałym komfortem pracy dzięki redukcji siły pipetowania do 50%.**

Pipeta Pipetman<sup>®</sup> Neo łączy zalety pipety Pipetman<sup>®</sup> Classic, takie jak trwałość, solidność i precyzja ze zwiększonym komfortem pipetowania. Nowa, ulepszona sprężyna znacznie redukuje nakład siły używanej podczas pipetowania, a tym samym zmniejsza uczucie zmęczenia dłoni.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Na końcówki	Nr producenta
	K-2893	Pipeta automatyczna Pipetman <sup>®</sup> Neo	P2N	0,2-2 µl	D10, DL10	F144561
	K-2894	Pipeta automatyczna Pipetman <sup>®</sup> Neo	P10N	1-10 µl	D10, DL10	F144562
	K-2895	Pipeta automatyczna Pipetman <sup>®</sup> Neo	P20N	2-20 µl	D200	F144563
	K-2896	Pipeta automatyczna Pipetman <sup>®</sup> Neo	P100N	10-100 µl	D200	F144564
	K-2897	Pipeta automatyczna Pipetman <sup>®</sup> Neo	P200N	20-200 µl	D200	F144565
	K-2898	Pipeta automatyczna Pipetman <sup>®</sup> Neo	P1000N	100-1000 µl	D1000	F144566

### Opis

**Nowa generacja pipet Gilson Pipetman<sup>®</sup> Neo wyróżnia się doskonałym komfortem pracy dzięki redukcji siły pipetowania do 50%.**

Pipeta Pipetman<sup>®</sup> Neo łączy zalety pipety Pipetman<sup>®</sup> Classic, takie jak trwałość, solidność i precyzja ze zwiększonym komfortem pipetowania. Nowa, ulepszona sprężyna znacznie redukuje nakład siły używanej podczas pipetowania, a tym samym zmniejsza uczucie zmęczenia dłoni. Pipeta posiada przyciski kodowane kolorami. Materiał: stal szlachetna i PVDF. Wyrzutnik końcówek oraz trzonek pipety mogą być autoklawowane.

Zgodna z normą ISO 8655, załączony certyfikat kalibracji.