




## Dozownik Distriman® Stepper



Distriman® Stepper to pipety działające na zasadzie bezpośredniego wypierania cieczy. Przeznaczone do wielokrotnego, powtarzalnego pipetowania jednakowych ilości roztworów. Zgodne z normą ISO 8655.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	K-2934	Dozownik Gilson Distriman® Stepper	1 szt.	F164001

### Opis

Distriman® Stepper to pipety działające na zasadzie bezpośredniego wypierania cieczy. Przeznaczone do wielokrotnego, powtarzalnego pipetowania jednakowych ilości roztworów. Zgodne z normą ISO 8655.

Końcówki Distritips do pipet Gilson Distriman® Stepper należy zamawiać osobno.