



Zestawy startowe Pipetman® G



Zestaw pipet Gilson **Pipetman® G Starter Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman (P20G, P200G i P1000G) i akcesoria.

Zestaw pipet Gilson **Pipetman® G Micro-Volume Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman (P2G, P10G, P100G) i akcesoria.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4144	Zestaw Pipetman® G Starter Kit: P20G, P200G, P1000G + akcesoria	F167900
	K-4145	Zestaw Pipetman® G Micro-Volume Kit: P2G, P10G, P100G + akcesoria	F167800

Opis

Zestaw pipet Gilson **Pipetman® G Starter Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman (P20G, P200G i P1000G),
- 2 pudełka Tipack z końcówkami (D200T oraz D1000T),
- 3 pojedyncze uchwyty samoprzylepne,
- 10 kolorowych opasek-klipsów.

Zestaw pipet Gilson **Pipetman® G Micro-Volume Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman (P2G, P10G, P100G),
- 2 pudełka Tipack z końcówkami (DFL10ST, DF100ST),
- 3 pojedyncze uchwyty samoprzylepne,
- 10 kolorowych opasek-klipsów.