




**Pręt e-G31 z uchwytem do termometrów - do Guardian 2000 i 3000 - Ohaus**



Pręt z uchwytem umożliwiającym zamocowanie termometru bagietkowego lub innego elementu o podobnym kształcie przy płycie grzejnej lub mieszadło magnetycznym Guardian™ 2000 lub Guardian™ 3000 firmy Ohaus.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-3911	Pręt e-G31 z uchwytem do termometrów	mieszadła magnetyczne Guardian 2000, Guardian 3000	30692826

**Opis**

Pręt e-G31 z odpowiednim przyłączem umożliwiającym bezpieczne i stabilne zamocowanie do urządzeń Guardian™ 2000 lub Guardian™ 3000. Załączony w zestawie odpowiedni łącznik krzyżowy i łapa pozwalają na właściwe zamocowanie termometru bagietkowego, czujnika temperaturowego lub innego elementu o podobnym kształcie. Dzięki tej opcji w mieszanym / ogrzewanym roztworze można dodatkowo monitorować temperaturę podczas pracy urządzenia. Korzystanie z zamontowanego statywu umożliwia wykonywanie innych ważnych czynności laboratoryjnych obiema rękami.

Oferowany zestaw zawiera pręt ze stali nierdzewnej, łącznik oraz uchwyt na termometr.