


**Płytki 96-dołkowe do PCR z PP - no skirt**



96-dołkowe płytki do PCR wykonane z PP. Produkt niesterylny, wolny od RNaz, DNaz i pirogenów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Poj. dołka	Stopień czystości	Szt./Op.
	PCR-96-FLT-C	Płytki 96-dołkowe do PCR	unskirted	340 µl	niesterylne	25 szt.

**Opis**

96-dołkowe płytki do PCR wykonane z PP. Dołki w układzie 8 rzędów po 12 dołków o poj. 340 µl każdy. Nadają się do bloków termocyklerów ABI o pojemności 0,2 ml. Typ unskirted. Maks. RCF: 4000 x g

Produkt niesterylny, wolny od RNaz, DNaz i pirogenów. Kolor bezbarwny, opakowanie zawiera 25 szt. płytek.