



Dozownik ręczny Multipipette[®] M4

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Następca modelu Multipipete Plus. Precyzyjny dozownik manualny, przeznaczony do szybkiego szeregowego pipetowania. Dozowanie odbywa się na zasadzie wyporu bezpośredniego, co gwarantuje precyzję i powtarzalność w odmierzaniu objętości, niezależnie od parametrów cieczy (gęstości, lepkości, lotności). Do 100 dozowań przy jednym napełnieniu zapewnia sprawną pracę w długich seriach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-2605	Dozownik Multipipette [®] M4	4982-000-012
	K-2606	Dozownik Multipipette [®] M4 Starter Kit	4982-000-314

Opis

Następca modelu Multipipete Plus. Precyzyjny dozownik manualny, przeznaczony do szybkiego szeregowego pipetowania. Dozowanie odbywa się na zasadzie wyporu bezpośredniego, co gwarantuje precyzję i powtarzalność w odmierzaniu objętości, niezależnie od parametrów cieczy (gęstości, lepkości, lotności). Do 100 dozowań przy jednym napełnieniu zapewnia sprawną pracę w długich seriach. Licznik kroków, wskazujący liczbę wykonanych dozowań pozwala uniknąć błędów, nawet w przypadku zakłóceń pracy. Z uproszczonym systemem ustawiania pojemności. Możliwe jest ustawienie 112 różnych objętości w zakresie od 1 μ l do 10 ml. Nadaje się do precyzyjnego dozowania lepkich roztworów (np. glicerol, olej) oraz cieczy o wysokim ciśnieniu pary (np. etanol, aceton), przy czym skutecznie uniemożliwia powstawanie aerozoli. Bardzo dobrze sprawdzi się również przy pracy z materiałem toksycznym, radioaktywnym lub infekcyjnym. Bezkontaktowe zakładanie i zdejmowanie końcówek umożliwia bezpieczną pracę. Specjalnie zaprojektowana strefa uchwytu gwarantuje wygodne ułożenie przyrządu w dłoni oraz zapewnia ergonomiczną pracę.

Zestaw Multipipette[®] M4 Starter Kit oprócz dozownika Multipipette[®] M4 zawiera statyw Combipips[®] Rack, pakiet mieszany końcówek Combipips[®] (po jednej końcówce każdego rodzaju w zakresie poj. 1 μ l - 10 ml), uchwyt do statywu karuzelowego 2, ładowarkę karuzelową 2 lub uchwyt ścienny.