



Strzykawki BD Micro-Fine+ z igłą



Strzykawki insulinowe Micro-Fine + ze zintegrowaną igłą. Wyposażone w ochronne nakładki po stronie stronie igły i po stronie tłoka. Igły o zwiększonej średnicy wewnętrznej w rozm. 29G umożliwiają zwiększenie prędkości przepływu z jednoczesnym zmniejszeniem siły niezbędnej do wykonania wstrzyknięcia. Średnica zewnętrzna pozostaje niezmienną.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Rozmiar	Szt./Op.
	320801	Strzykawki tuberkulinowe BD Micro-Fine+ z igłą	1 ml	29G	100 szt.

Opis

Strzykawki insulinowe Micro-Fine + ze zintegrowaną igłą ze stali nierdzewnej. Wyposażone w ochronne nakładki końcowe zarówno po stronie stronie igły jak i po stronie tłoka. Bardzo mała przestrzeń martwa minimalizuje tworzenie się pęcherzyków powietrza, co gwarantuje podanie pełnej objętości substancji.

Igły w rozmiarze 29G posiadają wymiary 0,33 mm x 12,7 mm. Zwiększenie średnicy wewnętrznej igły przy niezminionej średnicy zewnętrznej umożliwia zwiększenie prędkości przepływu dozowanej substancji z jednoczesnym zmniejszeniem siły niezbędnej do wykonania wstrzyknięcia. Igły BD Micro-Fine + wykonano z wysokiej jakości stali spełniającej standardy ISO 9626.

Strzykawki objęte promocją mają krótką lub przekroczoną datę sterylności - wyłącznie do użytku badawczego.