


## Termometr chłodniczy - samoprzylepny

Prostokątny termometr chłodniczy z zakresem temperatur od -40 do +40°C. Samoprzylepny, montowany w poziomie.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres pomiaru
	L-1227	Termometr chłodniczy	-40°C do +40°C

### Opis

Prostokątny termometr chłodniczy z zakresem temperatur od -40 do +40°C. Samoprzylepny, montowany horyzontalnie. Naklejki niezbędne do zamocowania termometru znajdują się w zestawie. Skala co 1°C, koloru niebieskiego.

Wymiary termometru 13,8 cm x 2,2 cm.