





Filtry ochronne do pipet Eppendorf

eppendorf

Filtry chroniące przed kontaminacją próbki bądź zanieczyszczeniem pipety. Po zamontowaniu na pipecie można używać końcówek do pipet bez filtra, uzyskując poziom ochrony jak przy zastosowaniu końcówek do pipet z filtrem. Oryginalny produkt firmy Eppendorf. Opakowanie zawiera 50 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	K-1848	Filtry ochronne do pipet Eppendorf o poj. 5 ml	50 szt.	3120-632-000
	K-1849	Filtry ochronne do pipet Eppendorf o poj. 10 ml	50 szt.	3111-606-004

Opis

Filtry chroniące przed kontaminacją próbki bądź zanieczyszczeniem pipety. Po zamontowaniu na pipecie można używać końcówek do pipet bez filtra, uzyskując poziom ochrony jak przy zastosowaniu końcówek do pipet z filtrem. Oryginalny produkt firmy Eppendorf. Opakowanie zawiera 50 szt.