









Końcówki Eppendorf - epT.I.P.S. Singles Biopur (sterylne)

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Oryginalne końcówki do pipet firmy Eppendorf. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przezroczystością. Pakowane indywidualnie w opakowanie typu blister. Zgodne z normą EN ISO 8655. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Pakowane	Nr producenta	Szt./Op.
	K-5681	Końcówki epT.I.P.S.® Singles	0,1-20 µl	40 mm	szary	Biopur	pak. ind.	0030-010-027	100 szt.
	K-5683	Końcówki epT.I.P.S.® Singles	2-200 µl	53 mm	żółty	Biopur	pak. ind.	0030-010-043	100 szt.
	K-5685	Końcówki epT.I.P.S.® Singles	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Biopur	pak. ind.	0030-010-060	100 szt.
	K-6390	Końcówki epT.I.P.S.® Singles	0,1-20 µl	40 mm	szary	Biopur	pak. ind.	0030-010-019	100 szt.
	K-6391	Końcówki epT.I.P.S.® Singles	2-200 µl	53 mm	żółty	Biopur	pak. ind.	0030-010-035	100 szt.
	K-6392	Końcówki epT.I.P.S.® Singles	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Biopur	pak. ind.	0030-010-051	100 szt.

Opis

Oryginalne końcówki do pipet firmy Eppendorf. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przezroczystością. Pakowane indywidualnie w opakowanie typu blister. Zgodne z normą EN ISO 8655. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w 121°C. Końcówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności.

Stopień czystości Eppendorf Biopur: końcówki sterylne (sterylizowane radiacyjnie bądź tlenkiem etylenu), wolne od DNaz, RNaz, pirogenów, ATP, ludzkiego i bakteryjnego (*E. coli*) DNA oraz inhibitorów PCR.