




## Podłokietnik do długotrwałego pipetowania - Sartorius Biohit

**SARTORIUS**

Elastyczna poduszka pod łokieć. Idealnie sprawdza się podczas długich serii pipetowań, łagodzi napięcie mięśni ręki, pozwala na komfortową i precyzyjną pracę. Łatwa w utrzymaniu w czystości - odporna na 70% etanol.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-9554	Podłokietnik do długotrwałego pipetowania	723103

### Opis

Elastyczna poduszka pod łokieć. Idealnie sprawdza się podczas długich serii pipetowań, łagodzi napięcie mięśni ręki, pozwala na komfortową i precyzyjną pracę. Łatwa w utrzymaniu w czystości - odporna na 70% etanol.