





Statywy z tworzywa sztucznego na fiolki



Statywy z polipropylenu (PP) na 50 fiolek. Oznaczenie alfanumeryczne dla lepszej identyfikacji, możliwość układania w stopy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc	Śr. otworów	Dł. x szer. x wys.
	L-3002	Statyw z tworzywa sztucznego na fiolki	niebieski	50 miejsc	12 mm	200 x 105 x 17 mm
	L-3004	Statyw z tworzywa sztucznego na fiolki	niebieski	50 miejsc	15 mm	230 x 117 x 28 mm

Opis

Statywy z polipropylenu (PP) na 50 szt. fiolek o średnicy 12 mm lub 15 mm. Kolor niebieski, oznaczenie alfanumeryczne służące lepszej identyfikacji butelek. Statywy można układać w stopy zaoszczędzając miejsce podczas przechowywania. Wymiary w zależności od wariantu wynoszą 200 x 105 x 17 mm lub 230 x 117 x 28 mm (dł. x szer. x wys.).