



Statywy na worki Whirl-Pak[®]

Nasco

Statywy do przechowywania worków na próbki Whirl-Pak[®], mieszczą od 15 szt. do 30 szt. Wykonane ze stali malowanej proszkowo, autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc	Dł. x szer. x wys.
	P-7352	Statyw na worki Whirl-Pak [®]	niebieski	15 miejsc	237 x 165 x 76 mm
	P-7353	Statyw na worki Whirl-Pak [®]	niebieski	30 miejsc	270 x 248 x 76 mm
	B-7356	Statyw na worki Whirl-Pak [®]	niebieski	20 miejsc	340 x 270 x 102 mm

Opis

Statywy do przechowywania i przenoszenia worków Whirl-Pak[®] na próbki. Wykonane ze stali malowanej proszkowo, zapewniającej trwałe i łatwe do czyszczenia wykończenie, odporne na wiele materiałów laboratoryjnych. Autoklawowalne, maksymalna temperatura suszenia wynosi 148 °C.

Kolor niebieski, różne układy miejsc w zależności od wariantu. Wymiary otworów wynoszą odpowiednio 40 x 50 mm (statyw 15 miejscowy) , 38 x 50 mm (statyw 30 miejscowy), 64 x 64 mm (statyw 20 miejscowy).