



















## Końcówki Eppendorf - epT.I.P.S. Box



Autoklawowalne, stabilne pudełko z oryginalnymi końcówkami do pipet firmy Eppendorf umożliwia wygodną i bezpieczną pracę bez ryzyka kontaminacji. Posiada uchylne wieczko, uniemożliwiające przypadkowe otwarcie pudełka. Końcówki są idealnie dopasowane do pipet Eppendorf. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przeźroczystością.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-5640	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	0,1-10 µl	34 mm	ciemny szary	Eppendorf Quality	0030-076-125	96 szt.
	K-5641	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	0,1-20 µl	40 mm	szary	Eppendorf Quality	0030-076-133	96 szt.
	K-5642	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	0,5-20 µl	46 mm	jasny szary	Eppendorf Quality	0030-076-141	96 szt.
	K-5643	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	2-200 µl	53 mm	żółty	Eppendorf Quality	0030-076-150	96 szt.
	K-5644	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	Eppendorf Quality	0030-076-168	96 szt.
	K-5645	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Eppendorf Quality	0030-076-176	96 szt.
	K-5646	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	50-1250 µl	76 mm	zielony	Eppendorf Quality	0030-076-184	96 szt.
	K-5647	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	50-1250 µl	103 mm	ciemny zielony	Eppendorf Quality	0030-076-192	96 szt.
	K-5648	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	250-2500 µl	115 mm	czerwony	Eppendorf Quality	0030-076-206	48 szt.
	K-5649	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	100-5000 µl	120 mm	fioletowy	Eppendorf Quality	0030-076-214	24 szt.
	K-6501	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	0,1-10 µl	34 mm	ciemny szary	Eppendorf Quality	0030-073-002	96 szt.
	K-6363	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	0,1-20 µl	40 mm	szary	Eppendorf Quality	0030-073-029	96 szt.
	K-6503	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	0,5-20 µl	46 mm	jasny szary	Eppendorf Quality	0030-073-045	96 szt.
	K-6505	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	2-200 µl	53 mm	żółty	Eppendorf Quality	0030-073-061	96 szt.
	K-6516	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	Eppendorf Quality	0030-073-088	96 szt.
	K-6507	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Eppendorf Quality	0030-073-100	96 szt.
	K-6367	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	50-1250 µl	76 mm	zielony	Eppendorf Quality	0030-073-126	96 szt.

	K-6368	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	50-1250 µl	103 mm	ciemny zielony	Eppendorf Quality	0030-073-622	96 szt.
	K-6509	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	250-2500 µl	115 mm	czerwony	Eppendorf Quality	0030-073-142	48 szt.
	K-6364	Końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0	100-5000 µl	120 mm	fioletowy	Eppendorf Quality	0030-073-169	24 szt.

## Opis

Autoklawowalne, stabilne pudełko z oryginalnymi końcówkami do pipet firmy Eppendorf umożliwia wygodną i bezpieczną pracę bez ryzyka kontaminacji. Posiada uchylne wieczko, uniemożliwiające przypadkowe otwarcie pudełka. Końcówki są idealnie dopasowane do pipet Eppendorf. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przezroczystością. Mogą być stosowane także w połączeniu z pipetami innych znanych producentów. Wszystkie końcówki do pipet Eppendorf w połączeniu z pipetami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655. Końcówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności.