




















## Końcówki Eppendorf - epT.I.P.S. Reloads



Końcówki optymalnie dopasowane do pipet Eppendorf. Zapewniają doskonałą szczelność, a dzięki temu precyzyjne osadzenie na stożku pipety. Mogą być stosowane także w połączeniu z pipetami innych znanych producentów. System wielokrotnego napełniania składa się z praktycznych stelaży epT.I.P.S. Reloads, zawierających końcówki do pipet przygotowane do bezpośredniego przeniesienia do pudełka epT.I.P.S. Box.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-5600	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	0,1-10 µl	34 mm	ciemny szary	Eppendorf Quality	0030-073-371	10x96 szt.
	K-5601	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	0,5-20 µl	40 mm	szary	Eppendorf Quality	0030-073-398	10x96 szt.
	K-5602	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	0,1-20 µl	46 mm	jasny szary	Eppendorf Quality	0030-073-410	10x96 szt.
	K-5603	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	2-200 µl	53 mm	żółty	Eppendorf Quality	0030-073-436	10x96 szt.
	K-5604	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	Eppendorf Quality	0030-073-452	10x96 szt.
	K-5605	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Eppendorf Quality	0030-073-479	10x96 szt.
	K-5606	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	50-1250 µl	76 mm	zielony	Eppendorf Quality	0030-073-495	10x96 szt.
	K-5607	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	50-1250 µl	103 mm	ciemny zielony	Eppendorf Quality	0030-073-630	10x96 szt.
	K-5608	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	500-2500 µl	115 mm	czerwony	Eppendorf Quality	0030-073-517	10x96 szt.
	K-6500	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	0,1-10 µl	34 mm	ciemny szary	Eppendorf Quality	0030-073-363	10x96 szt.
	K-6350	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	0,1-20 µl	40 mm	szary	Eppendorf Quality	0030-073-380	10x96 szt.
	K-6502	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	0,5-20 µl	46 mm	jasny szary	Eppendorf Quality	0030-073-401	10x96 szt.
	K-6504	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	2-200 µl	53 mm	żółty	Eppendorf Quality	0030-073-428	10x96 szt.
	K-6515	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	Eppendorf Quality	0030-073-444	10x96 szt.
	K-6506	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Eppendorf Quality	0030-073-460	10x96 szt.
	K-6351	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	50-1250 µl	76 mm	zielony	Eppendorf Quality	0030-073-487	10x96 szt.
	K-6352	Końcówki epT.I.P.S.® Reloads	50-1250 µl	103 mm	ciemny zielony	Eppendorf Quality	0030-073-606	10x96 szt.



K-6508

Końcówki epT.I.P.S.®  
Reloads

500-2500 µl

115 mm

czerwony

Eppendorf Quality

0030-073-509

10x48 szt.

## Opis

Końcówki optymalnie dopasowane do pipet Eppendorf. Zapewniają doskonałą szczelność, a dzięki temu precyzyjne osadzenie na stożku pipety. Mogą być stosowane także w połączeniu z pipetami innych znanych producentów. System wielokrotnego napełniania składa się z praktycznych stelaży epT.I.P.S. Reloads, zawierających końcówki do pipet przygotowane do bezpośredniego przeniesienia do pudełka epT.I.P.S. Box. Plastikowe pokrywy chronią stelaże przed bezpośrednim dotykiem podczas przenoszenia do pudełka roboczego, wykluczając tym samym niebezpieczeństwo kontaminacji. Wszystkie końcówki do pipet Eppendorf w połączeniu z pipetami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655. System do ponownego napełniania pozwala na oszczędność miejsca, a dzięki zmniejszeniu ilości odpadków w porównaniu z pojemnikami jednorazowego użytku jest przyjazny dla środowiska. Końcówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności.

**Uwaga: zestaw stelaży nie zawiera pudełka epT.I.P.S. Box - należy zamawiać je osobno.**