

















## Końcówki Eppendorf - epT.I.P.S. Set



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Zestaw zawierający autoklawowalne pudełko na końcówki Eppendorf z uchylnym wieczkiem oraz pięć tacek wymiennych z końcówkami epT.I.P.S.® Reloads. Końcówki są idealnie dopasowane do pipet Eppendorf. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przezroczystością. Mogą być stosowane także w połączeniu z pipetami innych znanych producentów. Wszystkie końcówki do pipet Eppendorf w połączeniu z pipetami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-5660	Końcówki epT.I.P.S.® Set	0,1-10 µl	34 mm	ciemny szary	Eppendorf Quality	0030-076-290	5x96 szt.
	K-5661	Końcówki epT.I.P.S.® Set	0,1-20 µl	40 mm	szary	Eppendorf Quality	0030-076-303	5x96 szt.
	K-5662	Końcówki epT.I.P.S.® Set	0,5-20 µl	46 mm	jasny szary	Eppendorf Quality	0030-076-311	5x96 szt.
	K-5663	Końcówki epT.I.P.S.® Set	2-200 µl	53 mm	żółty	Eppendorf Quality	0030-076-320	5x96 szt.
	K-5664	Końcówki epT.I.P.S.® Set	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	Eppendorf Quality	0030-076-338	5x96 szt.
	K-5665	Końcówki epT.I.P.S.® Set	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Eppendorf Quality	0030-076-346	5x96 szt.
	K-5666	Końcówki epT.I.P.S.® Set	50-1250 µl	76 mm	zielony	Eppendorf Quality	0030-076-354	5x96 szt.
	K-5668	Końcówki epT.I.P.S.® Set	250-2500 µl	115 mm	czerwony	Eppendorf Quality	0030-076-362	5x48 szt.
	K-6382	Końcówki epT.I.P.S.® Set	0,1-10 µl	34 mm	ciemny szary	Eppendorf Quality	0030-073-207	5x96 szt.
	K-6383	Końcówki epT.I.P.S.® Set	0,1-20 µl	40 mm	szary	Eppendorf Quality	0030-073-223	5x96 szt.
	K-6384	Końcówki epT.I.P.S.® Set	0,5-20 µl	46 mm	jasny szary	Eppendorf Quality	0030-073-240	5x96 szt.
	K-6385	Końcówki epT.I.P.S.® Set	2-200 µl	53 mm	żółty	Eppendorf Quality	0030-073-266	5x96 szt.
	K-6386	Końcówki epT.I.P.S.® Set	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	Eppendorf Quality	0030-073-282	5x96 szt.
	K-6387	Końcówki epT.I.P.S.® Set	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Eppendorf Quality	0030-073-304	5x96 szt.
	K-6388	Końcówki epT.I.P.S.® Set	50-1250 µl	76 mm	zielony	Eppendorf Quality	0030-073-320	5x96 szt.
	K-6389	Końcówki epT.I.P.S.® Set	250-2500 µl	115 mm	czerwony	Eppendorf Quality	0030-073-347	5x48 szt.

## Opis

Zestaw zawierający autoklawowalne pudełko na końcówki Eppendorf z uchylnym wieczkiem oraz pięć tacek wymiennych z końcówkami epT.I.P.S.<sup>®</sup> Reloads. Kończówki są idealnie dopasowane do pipet Eppendorf. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przezroczystością. Mogą być stosowane także w połączeniu z pipetami innych znanych producentów. Wszystkie końcówki do pipet Eppendorf w połączeniu z pipetami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655.

Kończówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności.