




**Adaptory na próbki o poj. 0,5 ml i 0,6 ml typu
Microtainer[®]**

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Adaptory na próbki o poj. 0,5 ml i 0,6 ml typu Microtainer[®] - 6 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-1883	Adaptory na próbki o poj. 0,5 ml i 0,6 ml typu Microtainer [®] - 6 szt.	5425-716-001

Opis

Adaptory na próbki o poj. 0,5 ml i 0,6 ml typu Microtainer[®] - 6 szt.