







Akcesoria do miniwirówki C1601

Akcesoria do miniwirówki C1601. Do wyboru zasilacz sieciowy, rotory i adaptery na próbki o poj. od 0,2 ml do 0,5 ml, w tym również na próbki PCR w paskach.

Brak zdjęcia

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Liczba miejsc	Szt./Op.
	L-3111	Rotor 6770-RT	próbki o poj. 1,5/2,0 ml	8 miejsc	1 szt.
	L-3113	Rotor 6770-RTS	próbki PCR w paskach o poj. 0,2 ml	4 x 8	1 szt.
	L-3115	Adaptory do rotora 6770-RT	próbki o poj. 0,2 ml	-	8 szt.
	L-3116	Adaptory do rotora 6770-RT	próbki o poj. 0,25 ml	-	8 szt.
	L-3117	Adaptory do rotora 6770-RT	próbki o poj. 0,5 ml	-	8 szt.
	L-3119	Zasilacz sieciowy do wirówki C1601, 24 V	-	-	1 szt.

Opis

Akcesoria do miniwirówki C1601. Do wyboru zasilacz sieciowy z napięciem 24 V, a także rotory i adaptery na próbki o poj. od 0,2 ml do 0,5 ml. Rotor 6770-RTS mieści 4 paski próbek PCR o poj. 0,2 ml. Rotor 6770-RT ma 8 miejsc na próbki o poj. 1,5 lub 2,0 ml. Kompatybilne adaptory umożliwiają wirowanie również próbek o mniejszej pojemności (0,2-0,5 ml).