

















Końcówki Eppendorf - epT.I.P.S. Rack Biopur

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki do pipet firmy Eppendorf, pakowane w statywy z przykrywką. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przezroczystością. Zgodne z normą EN ISO 8655. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-5701	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	0,1-20 µl	40 mm	szary	Biopur	0030-075-226	5x96 szt.
	K-5703	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	2-200 µl	53 mm	żółty	Biopur	0030-075-234	5x96 szt.
	K-5704	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	Biopur	0030-075-242	5x96 szt.
	K-5705	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Biopur	0030-075-250	5x96 szt.
	K-5706	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	50-1250 µl	76 mm	zielony	Biopur	0030-075-269	5x96 szt.
	K-5708	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	500-2500 µl	115 mm	czerwony	Biopur	0030-075-285	5x48 szt.
	K-5707	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	50-1250 µl	103 mm	ciemny zielony	Biopur	0030-075-277	5x96 szt.
	K-5709	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	100-5000 µl	120 mm	fioletowy	Biopur	0030-075-293	5x24 szt.
	K-5710	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	200-5000 µl	175 mm	fioletowy	Biopur	0030-075-307	5x24 szt.
	K-5711	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	500-10000 µl	165 mm	turkusowy	Biopur	0030-075-315	5x24 szt.
	K-6370	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	0,1-20 µl	40 mm	szary	Biopur	0030-075-005	5x96 szt.
	K-6371	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	2-200 µl	53 mm	żółty	Biopur	0030-075-021	5x96 szt.
	K-6372	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	Biopur	0030-075-048	5x96 szt.
	K-6373	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Biopur	0030-075-064	5x96 szt.
	K-6374	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	50-1250 µl	76 mm	zielony	Biopur	0030-075-080	5x96 szt.
	K-6375	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	50-1250 µl	103 mm	ciemny zielony	Biopur	0030-075-129	5x96 szt.

	K-6376	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	500-2500 µl	115 mm	czerwony	Biopur	0030-075-102	5x48 szt.
	K-6478	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	100-5000 µl	120 mm	fioletowy	Biopur	0030-075-137	5x24 szt.
	K-6479	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	200-5000 µl	175 mm	fioletowy	Biopur	0030-075-188	5x24 szt.
	K-6377	Końcówki epT.I.P.S.® Racks	500-10000 µl	165 mm	turkusowy	Biopur	0030-075-412	5x24 szt.

Opis

Końcówki do pipet firmy Eppendorf, pakowane w statywy z przykrywką. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przezroczystością. Zgodne z normą EN ISO 8655. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w 121°C. Końcówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności.

Stopień czystości Eppendorf Biopur: końcówki sterylne (sterylizowane radiacyjnie bądź tlenkiem etylenu), wolne od DNaz, RNaz, pirogenów, ATP, ludzkiego i bakteryjnego (*E. coli*) DNA oraz inhibitorów PCR.