


## Końcówki SafetySpace - z filtrem - w pudełku



# SARTORIUS

Końcówki wykonane z czystego polipropylenu, z polietylenowym filtrem. Zapewniają dokładne i bezpieczne pipetowanie. Zmniejszają ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych, zapobiegając powstawaniu aerozoli. SafetySpace™ Filter Tips posiadają większą przestrzeń między próbką a filtrem niż tradycyjne końcówki, co uniemożliwia zetknięcie próbki z filtrem, niezależnie od techniki pipetowania czy rodzaju płynu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Pojemność	Długość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-3892	Końcówki Sartorius Biohit z filtrem, SafetySpace™ w pudełkach	sterylne	0,1-10 µl	32 mm	790011F	10x96 szt.
	K-3893	Końcówki Sartorius Biohit z filtrem, SafetySpace™ w pudełkach	sterylne	0,5-20 µl	51 mm	790021F	10x96 szt.
	K-3894	Końcówki Sartorius Biohit z filtrem, SafetySpace™ w pudełkach	sterylne	2-120 µl	51 mm	790101F	10x96 szt.
	K-3895	Końcówki Sartorius Biohit z filtrem, SafetySpace™ w pudełkach	sterylne	5-200 µl	54 mm	790201F	10x96 szt.
	K-3896	Końcówki Sartorius Biohit z filtrem, SafetySpace™ w pudełkach	sterylne	5-300 µl	52,5 mm	790301F	10x96 szt.
	K-3897	Końcówki Sartorius Biohit z filtrem, SafetySpace™ w pudełkach	sterylne	50-1000 µl	78 mm	791001F	10x96 szt.
	K-3898	Końcówki Sartorius Biohit z filtrem, SafetySpace™ w pudełkach	sterylne	50-1200 µl	90 mm	791211F	10x96 szt.

### Opis

Końcówki wykonane z czystego polipropylenu, z polietylenowym filtrem. Zapewniają dokładne i bezpieczne pipetowanie. Zmniejszają ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych, zapobiegając powstawaniu aerozoli. SafetySpace™ Filter Tips posiadają większą przestrzeń między próbką a filtrem niż tradycyjne końcówki, co uniemożliwia zetknięcie próbki z filtrem, niezależnie od techniki pipetowania czy rodzaju płynu. Nadają się szczególnie do pipetowania płynów pniących się, rozpuszczalników itp. Końcówki są wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn. Posiadają certyfikat CE-IVD. Nie nadają się do autoklawowania. Końcówki zapakowane w pudełka Sartorius Biohit Single Tray.

[Tabela kompatybilności końcówek Sartorius Biohit z pipetami innych producentów - \[tutaj\].](#)