



Naczynka wagowe LevGo[®] smartBoats



Kwadratowe naczynka wagowe LevGo[®] smartBoats[®]. Wykonane z papieru z certyfikatem FSC[®], ulegają naturalnej biodegradacji. Odporne na temperaturę do 210°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wymiary	Szt./Op.
	R-0201	Naczynka wagowe LevGo [®] smartBoats [®]	brązowe	35 x 35 x 16 mm	500 szt.
	R-0206	Naczynka wagowe LevGo [®] smartBoats [®]	białe	35 x 35 x 16 mm	500 szt.
	R-0202	Naczynka wagowe LevGo [®] smartBoats [®]	brązowe	48 x 48 x 14 mm	500 szt.
	R-0207	Naczynka wagowe LevGo [®] smartBoats [®]	białe	48 x 48 x 14 mm	500 szt.
	R-0203	Naczynka wagowe LevGo [®] smartBoats [®]	brązowe	95 x 95 x 25 mm	250 szt.
	R-0208	Naczynka wagowe LevGo [®] smartBoats [®]	białe	95 x 95 x 25 mm	250 szt.

Opis

Naczynka wagowe SmartBoats[®] o kwadratowym kształcie, dostępne w dwóch rozmiarach. Stanowią ekologiczne rozwiązanie do ważenia próbek. Stanowią doskonałą alternatywę dla łądek plastikowych. Wykonane z papieru z certyfikatem FSC[®]. Ulegają naturalnej biodegradacji.

Naczynka wagowe odporne na temperaturę do 210°C. Posiadają certyfikaty ISO 9002, ISO 14001. Produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości dotyczącymi kontaktu z żywnością.