




## Zestawy NucleoBond® BAC



Zestawy **NucleoBond® BAC** umożliwiają izolację dużych konstruktyw, np. typu BAC, PAC, P1 (do 300 kbp) przy użyciu wymiennika anionowego. Pozwalają na zoptymalizowanie objętości buforu podczas lizy dużych kultur bakteryjnych. Zawierają NucleoBond® Folded Filters, dzięki którym lizat jest łagodnie oczyszczany (konstrukty nie są rozcinane).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	740579	NucleoBond® BAC 100 (10 izolacji)	1 zestaw

### Opis

Zestawy **NucleoBond® BAC** umożliwiają izolację dużych konstruktyw, np. typu BAC, PAC, P1 (do 300 kbp) przy użyciu wymiennika anionowego. Pozwalają na zoptymalizowanie objętości buforu podczas lizy dużych kultur bakteryjnych. Zawierają NucleoBond® Folded Filters, dzięki którym lizat jest łagodnie oczyszczany (konstrukty nie są rozcinane).