











**Bufory do zestawów NucleoSpin® Plasmid**



Bufory do zestawów **NucleoSpin® Plasmid**.

| Miniatura   | Nr-art.  | Nazwa  | Szt./Op. |
|---|----------|--|----------|
|    | 740953   | Bufor NucleoSpin® do izolacji plazmidów niskokopijnych (A1, A2, A3, RNaza A na 300 izolacji) | 1 zestaw |
|   | 740911-1 | Bufor A1 (bez RNazy A) - 1l  | 1 op.    |
|  | 740912-1 | Bufor A2 - 1 l   | 1 op.    |
|  | 740913-1 | Bufor A3 - 1 l   | 1 op.    |
|  | 740914   | Bufor A4 stężony (na 100 ml buforu) - 20 ml  | 1 op.    |
|  | 740914-1 | Bufor A4 stężony (na 1000 ml buforu) - 200 ml  | 1 op.    |
|  | 740916-1 | Bufor AW - 1 l   | 1 op.    |
|  | 740917-1 | Bufor AE - 1 l   | 1 op.    |

**Opis**

Bufory do zestawów **NucleoSpin® Plasmid**.