





Końcówki do pipet TipOne[®] z filtrem

Uniwersalne końcówki z filtrem TipOne[®] do pipet, z podziałką. Sterylne, wolne od DNaz, RNaz, DNA i pirogenów. Dostępne w statywach oraz we wkładach uzupełniających do statywów. Filtry wykonane z HDPE, nie zawierają żadnych dodatków.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Pakowane
	S1120-8810	Końcówki do pipet TipOne [®] z filtrem - ze znacznikami	1-200 µl	żółty	sterylne	statywy	10 x 96 szt.
	S1122-1730	Końcówki do pipet TipOne [®] XL z filtrem - ze znacznikami	100-1000 µl	niebieski	sterylne	wkłady uzupełniające	10 x 96 szt.

Opis

Uniwersalne końcówki z filtrem TipOne[®] do pipet, z podziałką. Sterylne. Wolne od DNaz, RNaz, DNA i pirogenów. Oznaczone kodem barwnym umożliwiającym szybką i łatwą identyfikację. TipOne[®] blokują 99% aerozoli chroniąc próbki przed niepożądanym zanieczyszczeniem. Filtry wykonane z HDPE, nie zawierają żadnych dodatków mogących zakłócać działanie próbek. Kołnierz końcówki zapewnia uniwersalne dopasowanie. Kompatybilność końcówek TipOne[®] z powszechnie dostępnymi pipetami można sprawdzić na stronie producenta - [\[tutaj\]](#).

Dostępne w statywach oraz we wkładach uzupełniających do statywów.

W ofercie posiadamy również [uniwersalne końcówki bez filtra](#).