





Pipetor neoLab[®] Line

FOR MY LAB
neoLab[®]

Pipetor neoLab[®] Line do pipet o pojemności od 0,1 do 100 ml. Posiada płynną regulację prędkości pracy silnika. W zestawie z akumulatorem litowo-jonowym i stojakiem stołowym z ładowarką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność
	D-6018	Pipetor neoLab [®] Line	żółty	0,1-100 ml
	D-6019	Pipetor neoLab [®] Line	różowy	0,1-100 ml

Opis

Pipetor neoLab[®] Line umożliwia bezpieczne pipetowanie z zachowaniem pełnej kontroli. Stanowi doskonałą alternatywę dla urządzeń typu gruszka czy pompka do pipet. Sprawia, że pipetowanie seryjne standardowymi pipetami miarowymi staje się wygodne, łatwe oraz ponadto wydajne. Mocą cichego silnika o wysokiej wydajności przy użyciu kciuka płynnie reguluje pokrętkę. Zamontowane dwa przyciski na ergonomicznie ukształtowanym uchwycie sterują pobieraniem oraz dozowaniem cieczy. Umożliwia to zarówno szybkie zasysanie płynu jak również dokładną regulację menisku. Pipetor jest również odpowiedni do precyzyjnego dozowania małych objętości cieczy.

Nadaje się do pracy z pipetami szklanymi lub plastikowymi. Miękki, żebrowany adapter silikonowy pozwala na szczelne i łatwe mocowanie pipet o pojemności od 0,1 ml do 100 ml. Umocowany wymienny filtr membranowy 0,45 µm minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia wnętrza urządzenia. Lekka masa 200 g umożliwia bezprzewodową pracę do 8 godzin bez ładowania. Ponowne naładowanie urządzenia trwa 2-3 godziny.

Pipetor neoLab[®] Line sprzedawany jest w zestawie ze stojakiem stołowym z ładowarką oraz akumulatorem litowo-jonowym o napięciu znamionowym 3,7 V i pojemności 700 mAh.

Posiadamy w ofercie zapasowe filtry do pipetora, które można zakupić osobno.