



**Papierki do ozn. półilościowych Quantofix - Formaldehyd**



Półilościowe paski testowe Quantofix do oznaczania formaldehydu. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie i odczynnik. Zmiana barwy z beżowej na niebieskofioletową. Zakres pomiarowy: 10-200 mg/l HCHO.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3926	Paski do ozn. półilościowych Quantofix Formaldehyd + odczynnik	beżowy - niebieskofioletowy	100 szt.

**Opis**

Półilościowe paski testowe Quantofix do oznaczania formaldehydu. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie i odczynnik (25 ml wodorotlenku sodu). Zmiana barwy z beżowej na niebieskofioletową. Zakres pomiarowy: 10-200 mg/l HCHO. Temperatura przechowywania: 4-30 °C.

Stopniowanie skali pasków: Formaldehyd – 0 • 10 • 20 • 40 • 60 • 100 • 200 mg/l

Uwaga: Materiał niebezpieczny. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Nie wdychać pyłu, par cieczy. Stosować rękawice ochronne oraz środki ochrony oczu. Może powodować korozję metali.