





Zestawy NucleoBond[®] RNA/DNA



Zestawy **NucleoBond[®] RNA/DNA** umożliwiają izolację do 400 µg całkowitego RNA dzięki zastosowaniu techniki chromatografii jonowymiennej. Otrzymujemy ultraczyste RNA. Możliwa jest także izolacja różnych typów RNA oddzielnie (tRNA, rRNA, mRNA), a także oddzielne otrzymanie genomowego DNA.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba izolacji	Szt./Op.
	740650	NucleoBond [®] RNA/DNA 80	25 izolacji	1 zestaw
	740651	NucleoBond [®] RNA/DNA 400	10 izolacji	1 zestaw

Opis

Zestawy **NucleoBond[®] RNA/DNA** umożliwiają izolację do 400 µg całkowitego RNA dzięki zastosowaniu techniki chromatografii jonowymiennej. Otrzymujemy ultraczyste RNA. Możliwa jest także izolacja różnych typów RNA oddzielnie (tRNA, rRNA, mRNA), a także oddzielne otrzymanie genomowego DNA.