



Pojemnik do transportu szkiełek mikroskopowych

Kartell

Pojemnik z PP do transportu lub przechowywania od 5 do 10 szt. szkiełek podstawowych. Może również jako fiolka pomieścić do 12 ml próbki. Wzmocnione ścianki chronią szkiełka przed przypadkowym uszkodzeniem. Małe pętelki na pojemniku i zakrętce mogą służyć do założenia plomb.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Śr. x wys.	Liczba miejsc	Szt./Op.
	M-5330	Pojemnik do transportu szkiełek mikroskopowych	PP	45 x 90 mm	10 miejsc	1 szt.

Opis

Pojemnik do transportu szkiełek mikroskopowych ma wymiary 40 × 90 mm (śr. × wys.). Może być używany do przechowywania od 5 do 10 szt. szkiełek – w zależności od ich grubości. Wykonany z białego polipropylenu (PP). Zwiększona grubość ścianek sprawia, że produkt jest wyjątkowo wytrzymały. Chroni szkiełka przed przypadkowym uszkodzeniem. Po otwarciu pojemnika szkiełka mikroskopowe wystają około 20 mm poza jego krawędź, co ułatwia ich wyjmowanie. Pokrywkę wyposażono w głęboki gwint zapewniający bezpieczne zamknięcie opakowania podczas transportu. Na pojemniku i zakrętce znajdują się małe pętelki mogące służyć jako miejsce do założenia plomb.