



## Pojemnik transportowy do nosideł Safety Tray - z zakrętką



Pojemnik z płaskim dnem wyprodukowany z białego polistyrenu (PS). Oferowany w komplecie z zakrętką. Służy do bezpiecznego przechowywania i przenoszenia próbek. Doskonale pasuje do tacy transportowej Safety Tray.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakrętka	Śr. x wys.	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	J-2721	Pojemnik transportowy do nosideł Safety Tray	z zakrętką	81 x 110 mm	niesterylny	1 szt.	95-813-001

### Opis

Pojemnik z płaskim dnem oferowany w komplecie z zakrętką. Wykonany z białego polistyrenu (PS). Pojemnik ma pojemność około 150 ml, wysokość 110 mm. Jego średnica przy podstawie wynosi 81 mm, natomiast średnica zakrętki to 83 mm. Pojemnik transportowy znajduje zastosowanie do pobierania, przenoszenia i przechowywania odczynników i próbek. Odpowiedni do wkładek identyfikujących przestrzenie dla określonych elementów w [tacy transportowej Safety Tray](#).