



Końcówki Optifit - w worku



Oryginalne końcówki do pipet Sartorius Biohit. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Kolorowe kodowanie pudełek pozwala na szybki wybór odpowiedniej końcówki w czasie pracy. Posiadają certyfikat CE/IVD. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Autoklawowalne. W ekonomicznym opakowaniu - luzem w worku.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Długość | Nr producenta | Szt./Op. |
|---|---------|---|---------------|---------|---------------|-----------|
|  | K-3763 | Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku | 0,1-10 µl | 31,5 mm | 790014 | 1000 szt. |
|  | K-0062 | Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku | 0,5-200 µl | 51 mm | 790204 | 1000 szt. |
|  | K-3770 | Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku | 5-350 µl | 54 mm | 790354 | 1000 szt. |
|  | K-3773 | Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku | 10-1000 µl | 71,5 mm | 791005 | 400 szt. |
|  | K-3747 | Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku | 10-1000 µl | 68,5 mm | 791024 | 1000 szt. |
|  | K-3774 | Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku | 10-1000 µl | 71,5 mm | 791004 | 1000 szt. |
|  | K-3779 | Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku | 50-1200 µl | 71,5 mm | 791204 | 1000 szt. |
|  | K-3889 | Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku | 100-5000 µl | 150 mm | 780300 | 100 szt. |
|  | K-3762 | Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku | 100-5000 µl | 150 mm | 780308 | 1000 szt. |
|  | K-3890 | Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku dla Midi Plus | 500-10000 µl | 242 mm | 780310 | 100 szt. |
|  | K-3891 | Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku dla mLINE i Proline Plus 10ml | 1000-10000 µl | 161 mm | LH-780316 | 250 szt. |

Opis

Oryginalne końcówki do pipet Sartorius Biohit. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Kolorowe kodowanie pudełek pozwala na szybki wybór odpowiedniej końcówki w czasie pracy. Posiadają certyfikat CE/IVD. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Autoklawowalne. W ekonomicznym opakowaniu - luzem w worku.

Końcówki Sartorius o pojemnościach maksymalnych od 350 µl do 1200 µl pakowane luzem w workach zostały

zastąpione odpowiednimi modelami w opakowaniu FlexiBulk, które można znaleźć pod [odnośnikiem](#).