











## Pipety jednokanałowe Transferpette<sup>®</sup> S Fixed stała pojemność



Jednokanałowa pipeta tłokowa o uniwersalnym, ergonomicznym kształcie ułatwia przeprowadzanie nawet długich serii pipetowania. Posiada centralny przycisk pipetujący powodujący płynny ruch tłoka oraz czterocyfrowy wskaźnik pojemności z dobrą widocznością ustawień, gwarantujący najwyższą dokładność. Kod barwny umieszczony na pipecie umożliwia łatwy wybór właściwej końcówki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Na końcówki	Nr producenta
	K-1311	Pipeta Transferpette <sup>®</sup> S Fixed	10 µl	20 µl	704708
	K-1312	Pipeta Transferpette <sup>®</sup> S Fixed	20 µl	200 / 300 µl	704716
	K-1313	Pipeta Transferpette <sup>®</sup> S Fixed	25 µl	200 / 300 µl	704720
	K-1314	Pipeta Transferpette <sup>®</sup> S Fixed	50 µl	200 / 300 µl	704728
	K-1315	Pipeta Transferpette <sup>®</sup> S Fixed	100 µl	200 / 300 µl	704738
	K-1316	Pipeta Transferpette <sup>®</sup> S Fixed	200 µl	200 / 300 µl	704744
	K-1317	Pipeta Transferpette <sup>®</sup> S Fixed	500 µl	1000 / 1250 µl	704754
	K-1318	Pipeta Transferpette <sup>®</sup> S Fixed	1000 µl	1000 / 1250 µl	704762

### Opis

Jednokanałowa pipeta tłokowa o uniwersalnym, ergonomicznym kształcie ułatwia przeprowadzanie nawet długich serii pipetowania. Posiada centralny przycisk pipetujący powodujący płynny ruch tłoka oraz czterocyfrowy wskaźnik pojemności z dobrą widocznością ustawień, gwarantujący najwyższą dokładność. Kod barwny umieszczony na pipecie umożliwia łatwy wybór właściwej końcówki. Pipeta jest w całości autoklawowalna (121°C przez 20 min). Tłok i zrzutnik końcówek są odporne na korozję.

**Posiada funkcję łatwej kalibracji:** ustawianie bez użycia narzędzi. Dostarczana jest wraz z deklaracją zgodności CE, certyfikatem jakości oraz uchwytem regałowym.