




## Mikroskop kieszonkowy PocketMicro™

Mikroskop kieszonkowy PocketMicro™ powiększający od 20x do 60x. Z podświetleniem LED. Idealny do szybkich obserwacji laboratoryjnych i do badań terenowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Powiększenie
	L-2482	Mikroskop kieszonkowy PocketMicro™	20-40x

### Opis

Mikroskop kieszonkowy PocketMicro™ z podświetleniem LED. Idealny do badań terenowych lub szybkich obserwacji laboratoryjnych. Wewnętrzny asferyczny system soczewek umożliwia zbieżność promieni światła przechodzących przez soczewkę w jednym punkcie ogniskowym, dając użytkownikowi ostry, wyraźny, wolny od zniekształceń obraz. Maksymalne powiększenie 60x, minimalne powiększenie 20x. Pole widzenia wynosi 5,4 / 3 mm.

Mikroskop jest ergonomiczny, lekki i kompaktowy. Wymiary produktu wnoszą: 48,3 x 27,9 mm x 99 mm (szer. x gł. x wys.). Waga 70 g. Zasilany jedną baterią AA (należy dokupić osobno). Kolorystyka niebiesko-czarna.