



## Worki Biohazard z LDPE - z absorbentem

*fisherbrand*

Worki Biohazard wykonane z LDPE o wymiarach 10 x 15 cm. Zamykane strunowo. Z nadrukowanym kolorowym symbolem zagrożenia biologicznego. Umieszczona wewnątrz wkładka chłonna może zaabsorbować do 3 ml płynu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Szer. x dł.	Gr. folii	Szt./Op.
	L-1025	Worki Biohazard z absorbentem	LDPE	100 x 150 mm	45 µm	100 szt.

### Opis

Worki Biohazard o wymiarach 10 x 15 cm wyprodukowano z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE). Wykonane z przejrzystej folii o grubości 45 µm. Wyposażone w zamknięcie strunowe (zip) mogą być wielokrotnie otwierane i szczelnie zamykane. Wewnątrz każdego worka umieszczono wkładkę chłonną o wymiarach 5,1 x 7,7 cm. Jest ona w stanie zaabsorbować do 3 ml płynu (np. kropliny) powstałych w trakcie przechowywania zawartości. Ponadto absorber nie dopuszcza do gromadzenia się wilgoci na powierzchni ścianek lub dnie. Dodatkowo w przypadku niewielkiej nieszczelności umieszczonego wewnątrz worka pojemnika płyn zostanie zaabsorbowany przez wkładkę.

Worki zaprojektowano w celu zapewnienia bezpiecznego rozwiązania w zakresie zbierania, przechowywania i transportu pojemników z próbkami. Na bezbarwnej powierzchni worka zostało nadrukowane pomarańczowo-czarne logo zagrożenia biologicznego. Dodatkowo opisano warianty dotyczące bezpiecznego przechowywania zawartości z możliwością zaznaczenia odpowiedniej opcji. Woreczki z folii LDPE nie tracą swoich właściwości w temperaturze od -50 °C do +85 °C. Zabezpieczają zawartość przed utlenianiem. Świetnie sprawdzają się także do przechowywania dzięki nieprzepuszczalności wilgoci i powietrza.