



Adaptory na paski PCR i małe płytki do PCR - do wirówki MPS 1000™

fisherbrand

Adaptory na paski PCR i małe płytki do PCR przeznaczone do wirówki MPS 1000™. Wymiary adapterów odpowiadają standardowej 96-dołkowej płytce PCR. Nadają się do stosowania w kompaktowych wirówkach do płytek PCR.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do modelu	Szt./Op.
	L-3182	Adaptory na paski PCR i małe płytki do PCR	wirówka MPS 1000™	2 szt.

Opis

Adaptory na paski PCR i małe płytki do PCR przeznaczone do wirówki MPS 1000™. Dwie standardowe płytki wkłada się do wirówki przez otwór w górnej części urządzenia. Szczelnie zamknięte płytki są umieszczane w pozycji wertykalnej. Nie ma zagrożenia, że próbki się rozleją, ponieważ napięcie powierzchniowe utrzymuje je na miejscu. Wymiary adapterów odpowiadają standardowej 96-dołkowej płytce PCR. Zgodne z większością wirówek mikropłytkowych, nadają się do stosowania w kompaktowych wirówkach do płytek PCR.

Do adapterów pasują:

- 24-dołkowe płytki do PCR
- 48-dołkowe płytki do PCR
- probówki 0,2 ml do PCR
- paski z 8 probówkami do PCR
- paski z 12 probówkami do PCR