




Zestaw pipet o zmiennej pojemności Transferpette Digital PipSet



Zestaw pipet Transferpette[®] Digital o zmiennej pojemności, zawierający 3 pipety o pojemnościach 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl.

Produkt niedostępny

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-0035	Zestaw pipet o zmiennej pojemności Transferpette [®] Digital PipSet	704190

Opis

Zestaw pipet Transferpette[®] Digital o zmiennej pojemności, zawierający 3 pipety o pojemnościach 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl.

Dodatkowo w zestawie znajdują się: stojak na 3 pipety i jedno pudełko końcówek Tip-Box N.

Produkt niedostępny