
















Końcówki do pipet, z filtrem, w wymiennych wkładach Tip Rack



Końcówki do pipet firmy Brand ze zintegrowanym, hydrofobowym filtrem z polietylenu, chroniącym przed powstawaniem aerozoli. Filtr chroni przed kontaminacją i zanieczyszczeniami krzyżowymi. Końcówki z filtrem firmy Brand są przystosowane do wykorzystywania w technikach PCR oraz pracy z radioizotopami.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Stopień czystości | Pakowane | Szt./Op. | Nr producenta |
|---|---------|--|------------|-------------------|--------------|----------|---------------|
|  | K-0272 | Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack | 50-1000 µl | sterylne | 10 x 96 szt. | 960 szt. | 732634 |
|  | K-0235 | Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack | 0,1-1 µl | sterylne | 10 x 96 szt. | 960 szt. | 732622 |
|  | K-0241 | Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack | 0,5-10 µl | sterylne | 10 x 96 szt. | 960 szt. | 732624 |
|  | K-0248 | Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack | 1-20 µl | sterylne | 10 x 96 szt. | 960 szt. | 732626 |
|  | K-0254 | Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack | 2-20 µl | sterylne | 10 x 96 szt. | 960 szt. | 732628 |
|  | K-0260 | Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack | 5-100 µl | sterylne | 10 x 96 szt. | 960 szt. | 732630 |
|  | K-0266 | Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack | 5-200 µl | sterylne | 10 x 96 szt. | 960 szt. | 732632 |
|  | K-0234 | Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack | 0,1-1 µl | niesterylne | 10 x 96 szt. | 960 szt. | 732602 |
|  | K-0240 | Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack | 0,5-10 µl | niesterylne | 10 x 96 szt. | 960 szt. | 732604 |
|  | K-0253 | Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack | 2-20 µl | niesterylne | 10 x 96 szt. | 960 szt. | 732608 |
|  | K-0259 | Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack | 5-100 µl | niesterylne | 10 x 96 szt. | 960 szt. | 732610 |
|  | K-0265 | Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack | 5-200 µl | niesterylne | 10 x 96 szt. | 960 szt. | 732612 |
|  | K-0271 | Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack | 50-1000 µl | niesterylne | 10 x 96 szt. | 960 szt. | 732614 |

Opis

Końcówki do pipet firmy Brand ze zintegrowanym, hydrofobowym filtrem z polietylenu, chroniącym przed powstawaniem aerozoli. Filtr chroni przed kontaminacją i zanieczyszczeniami krzyżowymi. Końcówki z filtrem firmy Brand są przystosowane do wykorzystywania w technikach PCR oraz pracy z radioizotopami. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMA i oleamidu). Umieszczone w statywach przygotowanych do bezpośredniego przeniesienia do pudełka TipBox. Ich zastosowanie obniża ryzyko kontaminacji podczas napełniania pudełek oraz umożliwia zmniejszenie liczby produkowanych odpadów. Końcówki wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMA i oleamidu). Z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Autoklawowalne w 121°C/2 bar, zgodnie z DIN EN 285. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE.