

### Kosz do sterylizacji z PP - z pokrywką

Kosz do sterylizacji z pokrywką. Wykonany z PP. Przeznaczony do przechowywania, mycia, autoklawowania i inkubacji sprzętu laboratoryjnego. Trwały i odporny na chemikalia. Autoklawowalny do 121°C.

Brak zdjęcia

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pokrywka	Szerokość	Długość	Wysokość
	T180010	Kosz do sterylizacji z PP	z pokrywką	120 mm	110 mm	150 mm
	T180020	Kosz do sterylizacji z PP	z pokrywką	170 mm	180 mm	160 mm
	T180030	Kosz do sterylizacji z PP	z pokrywką	230 mm	230 mm	230 mm

#### Opis

Kosz do sterylizacji wykonany z polipropylenu (PP), trwały i odporny na chemikalia. W komplecie pokrywa. Przeznaczony do przechowywania, mycia, autoklawowania i inkubacji różnorodnego sprzętu laboratoryjnego, w tym probówek do kultur, szalek Petriego i innych narzędzi. Kosz jest autoklawowalny do 121°C, co zapewnia jego sterylność i bezpieczeństwo użytkowania. Gładka powierzchnia chroni delikatne szkło i plastik przed zarysowaniami, a otwory w koszu zapewniają odpowiednią wentylację i suszenie. Kosze do sterylizacji można układać jeden w drugi, oszczędzając miejsce na blacie roboczym.