



Naklejki StarTags™ na rolce - prostokątne

Naklejki laboratoryjne StarTags™ w kolorze białym. Kształt prostokątny. Autoklawowalne. Zachowują dobrą przyczepność w temperaturach od -85°C do 121°C.

Brak zdjęcia

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wymiary	Szt./Op.
	E9188-8699	Naklejki na rolce prostokątne	białe	20 x 6 mm	1000 szt.
	E9189-1009	Naklejki na rolce prostokątne	białe	30 x 40 mm	500 szt.

Opis

Naklejki laboratoryjne StarTags™ w kolorze białym. Kształt prostokątny. Nadają się do znakowania różnych sprzętów i powierzchni laboratoryjnych, takich jak plastik czy szkło. Wytrzymałe w trudnych warunkach: odporne na zamrażanie, kąpiele wodne i wirowanie. Autoklawowalne. Zachowują dobrą przyczepność w temperaturach bliskich wrzenia i do -85°C.