





Butelki infuzyjne z PP

Butelki infuzyjne z PP przeznaczone do bezpiecznego i higienicznego przechowywania oraz dozowania płynnych substancji, takich jak: leki, szczepionki, detergenty czy chemikalia. Autoklawowalne.

Brak zdjęcia

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość	Gwint	Szt./Op.
	L-7602	Butelki infuzyjne	100 ml	49 mm	98,5 mm	ND32	432 szt.
	L-7603	Butelki infuzyjne	250 ml	66 mm	121,8 mm	ND32	210 szt.
	L-7604	Butelki infuzyjne	500 ml	78 mm	157,6 mm	ND32	135 szt.
	L-7605	Butelki infuzyjne	1000 ml	95 mm	203,3 mm	ND32	64 szt.

Opis

Butelki infuzyjne z PP. Przeznaczone do bezpiecznego i higienicznego przechowywania oraz dozowania płynnych substancji, takich jak: leki, szczepionki, detergenty czy chemikalia. Przezroczysta konstrukcja ułatwia identyfikację zawartości, a szeroki otwór pozwala na łatwe napełnianie i dozowanie.

Butelki iniekcyjne są zgodne z ISO. Wykonane z trwałego i odpornego na chemikalia polipropylenu, gwarantują niezawodność w różnych zastosowaniach. Produkt można autoklawować w temperaturze 121°C przez 15 minut.