















## Końcówki do pipet Brand - Ultra low retention - w pudełkach Tip Box



Końcówki do Pipet Brand ULR (Ultra Low Retention). Posiadają idealnie jednorodną powierzchnię, o niskim napięciu powierzchniowym. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Wyposażone w podziałkę pomocną w określaniu ilości pobieranej cieczy. Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	K-0094	Końcówki do pipet ULR - w TipBox	0,1-20 µl	niesterylne	732302	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0097	Końcówki do pipet ULR - w TipBox	0,5-20 µl	niesterylne	732304	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0107	Końcówki do pipet ULR - w TipBox	1-50 µl	niesterylne	732306	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0214	Końcówki do pipet ULR - w TipBox	2-200 µl	niesterylne	732308	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0219	Końcówki do pipet ULR - w TipBox	5-300 µl	niesterylne	732310	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0224	Końcówki do pipet ULR - w TipBox	50-1000 µl	niesterylne	732312	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0095	Końcówki do pipet ULR BIO-CERT - w TipBox	0,1-20 µl	sterylne	732322	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-0098	Końcówki do pipet ULR BIO-CERT - w TipBox	0,5-20 µl	sterylne	732324	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-0108	Końcówki do pipet ULR BIO-CERT - w TipBox	1-50 µl	sterylne	732326	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-0215	Końcówki do pipet ULR BIO-CERT - w TipBox	2-200 µl	sterylne	732328	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-0220	Końcówki do pipet ULR BIO-CERT - w TipBox	5-300 µl	sterylne	732330	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-0225	Końcówki do pipet ULR BIO-CERT - w TipBox	50-1000 µl	sterylne	732332	10 x 96 szt.	960 szt.

### Opis

Końcówki do Pipet Brand ULR (Ultra Low Retention). Posiadają idealnie jednorodną powierzchnię, o niskim napięciu

powierzchniowym. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Wyposażone są w podziałkę pomocną w określaniu ilości pobieranej cieczy. Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie. Dostępne w wersji standardowej (niesterylnej) lub wersji BIO-CERT sterylnej.