






























Oryginalne końcówki do pipet, z filtrem, w pudełkach Tip Box - Brand



Kończówki do pipet firmy Brand ze zintegrowanym, hydrofobowym filtrem z polietylenu, chroniącym przed powstawaniem aerozoli. Filtr chroni przed kontaminacją i zanieczyszczeniami krzyżowymi. Kończówki z filtrem firmy Brand są przystosowane do wykorzystywania w technikach PCR oraz pracy z radioizotopami. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMDA i oleamidu).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.	Nr producenta
	K-0230	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox - niesterylne	0,1-1 µl	5 x 96 szt.	732702
	K-0232	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox - BIO-CERT	0,1-1 µl	10 x 96 szt.	732722
	K-0231	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox, niesterylne, ULR	0,1-1 µl	5 x 96 szt.	732802
	K-0233	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox, BIO-CERT, ULR	0,1-1 µl	10 x 96 szt.	732822
	K-0236	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox - niesterylne	0,5-10 µl	5 x 96 szt.	732704
	K-0238	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox - BIO-CERT	0,5-10 µl	10 x 96 szt.	732724
	K-0237	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox, niesterylne, ULR	0,5-10 µl	5 x 96 szt.	732804
	K-0239	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox, BIO-CERT, ULR	0,5-10 µl	10 x 96 szt.	732824
	K-0243	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox - niesterylne	1-20 µl	5 x 96 szt.	732706
	K-0245	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox - BIO-CERT	1-20 µl	10 x 96 szt.	732726
	K-0244	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox, niesterylne, ULR	1-20 µl	5 x 96 szt.	732806
	K-0246	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox, BIO-CERT, ULR	1-20 µl	10 x 96 szt.	732826
	K-0249	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox - niesterylne	2-20 µl	5 x 96 szt.	732708
	K-0251	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox - BIO-CERT	2-20 µl	10 x 96 szt.	732728
	K-0250	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox, niesterylne, ULR	2-20 µl	5 x 96 szt.	732808
	K-0252	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox, BIO-CERT, ULR	2-20 µl	10 x 96 szt.	732828

	K-0255	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox - niesterylne	5-100 µl	5 x 96 szt.	732710
	K-0257	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox - BIO-CERT	5-100 µl	10 x 96 szt.	732730
	K-0256	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox, niesterylne, ULR	5-100 µl	5 x 96 szt.	732810
	K-0258	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox, BIO-CERT, ULR	5-100 µl	10 x 96 szt.	732830
	K-0261	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox - niesterylne	5-200 µl	5 x 96 szt.	732712
	K-0263	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox - BIO-CERT	5-200 µl	10 x 96 szt.	732732
	K-0262	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox, niesterylne, ULR	5-200 µl	5 x 96 szt.	732812
	K-0264	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox, BIO-CERT, ULR	5-200 µl	10 x 96 szt.	732832
	K-0267	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox - niesterylne	50-1000 µl	5 x 96 szt.	732714
	K-0269	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox - BIO-CERT	50-1000 µl	10 x 96 szt.	732734
	K-0268	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox, niesterylne, ULR	50-1000 µl	5 x 96 szt.	732814
	K-0270	Oryginalne końcówki do pipet z filtrem - Brand, w pudełkach TipBox, BIO-CERT, ULR	50-1000 µl	10 x 96 szt.	732834

Opis

Kończówki do pipet firmy Brand ze zintegrowanym, hydrofobowym filtrem z polietylenu, chroniącym przed powstawaniem aerozoli. Filtr chroni przed kontaminacją i zanieczyszczeniami krzyżowymi. Kończówki z filtrem firmy Brand są przystosowane do wykorzystywania w technikach PCR oraz pracy z radioizotopami. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMA i oleamidu). Z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Autoklawowalne w 121°C / 2 bar, zgodnie z DIN EN 285. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE. W specjalnie zaprojektowanych, ergonomicznych i estetycznych pudełkach TipBox, wykonanych ze sztywnego polipropylenu, nadających się do sterylizacji w autoklawie. Bez problemu można je otworzyć przy użyciu jednej ręki. Wkład z końcówkami nie ugina się pod naciskiem pipety podczas zakładania końcówki. Pudełka są dostosowane do używania z pipetami wielokanałowymi. Przezroczysta ścianka boczna umożliwia kontrolę zawartości pudełka bez konieczności otwierania go.

Kończówki dostępne są w trzech wersjach:

- **kończówki niesterylne** (wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP), do standardowych zastosowań
- **kończówki sterylne - BIO-CERT** (wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP), do zastosowań wymagających zachowania sterylności procesu pipetowania
- **kończówki Ultra Low Retention (ULR)** - posiadają idealnie jednorodną powierzchnię, o niskim napięciu powierzchniowym, do pipetowania próbek zawierających detergenty; charakteryzują się również wysoką odpornością chemiczną - dostępne w wersji standardowej oraz BIO-CERT.