




Urządzenie do przemywania płytek Immuno-Wash - 12-kanalowe



Immuno-Wash to 12-kanalowe urządzenie do automatycznego przemywania i płukania płytek 96-dołkowych. Specjalnie zaprojektowane współosiowe kaniule zapobiegają przepełnieniu studzienek płynem oraz zakażeniom krzyżowym. Urządzenie można sterylizować w autoklawie w temperaturze 100°C przez 15 min.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary
	470175	Urządzenie do przemywania płytek Immuno-Wash - 12-kanalowe	20 x 10 x 10 cm

Opis

Immuno-Wash to 12-kanalowe urządzenie do precyzyjnego i wydajnego przemywania płytek 96-dołkowych. Zapewnia równoczesne płukanie całego rzędu studzienek. Oferuje wysoką dokładność i kontrolę nad procesem płukania czyniąc je idealnym narzędziem do badań biochemicznych, immunologicznych i diagnostycznych.

Urządzenie zawiera dwa przyłącza do węży, które podpinają się do roztworu płuczającego oraz do pompki próżniowej. Głębokość zanurzenia kaniul w dołkach płytki można regulować śrubami umieszczonymi po bokach, dzięki czemu Immuno-Wash jest kompatybilne z płytkami o różnej wysokości. Urządzenie umożliwia regulację objętości i ciśnienia płuczki. Specjalnie zaprojektowane współosiowe kaniule zapobiegają przepełnieniu studzienek płynem oraz zakażeniom krzyżowym. Immuno-Wash można sterylizować w autoklawie w temperaturze 100°C przez 15 min.