



Probówki Lysing Matrix D

Probówki o pojemności 2 ml, zawierające macierz złożoną z ceramicznych kuleczek o średnicy 1,4 mm. Wyposażone w zielone nakrętki, charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną. Nadają się do ekstrakcji RNA i białek z tkanek roślinnych i zwierzęcych. Probówki te wchodzi również w skład zestawów FastRNA[®] Pro Green Kit do izolacji całkowitego RNA z roślin i zwierząt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	116913050	Probówki Lysing matrix D - o poj. 2 ml	50 szt.	6913-050
	116913100	Probówki Lysing matrix D - o poj. 2 ml	100 szt.	6913-100
	116913500	Probówki Lysing matrix D - o poj. 2 ml	500 szt.	6913-500

Opis

Probówki o pojemności 2 ml, zawierające macierz złożoną z ceramicznych kuleczek o średnicy 1,4 mm. Wyposażone w zielone nakrętki, charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną. Nadają się do ekstrakcji RNA i białek z tkanek roślinnych i zwierzęcych. Probówki te wchodzi również w skład zestawów FastRNA[®] Pro Green Kit do izolacji całkowitego RNA z roślin i zwierząt.