




Pipety serologiczne z PS - o poj. 5 ml

Pipety serologiczne z PS o pojemności 5 ml. Z dwukierunkową podziałką i zatyczką. Kod barwny niebieski. Produkt sterylny, bez rybonukleazy, deoksyrybonukleazy, lateksu i pirogenów

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	E4860-0005	Pipety serologiczne z PS	5 ml	niebieski	sterylne	pak. ind.	200 szt.

Opis

Pipety serologiczne o pojemności 5 ml. Wykonane z niecytotoksycznego i niehemolitycznego polistyrenu (PS). Z podziałką ujemną umożliwiającą dodatkową objętość roboczą. Dodatkowo dwukierunkowe podziałki zapewniają dodatkową użyteczność.

Dokładność $\pm 2\%$. W zestawie z zatyczką filtra poliolefinowego. Produkt sterylny – sterylność gamma do SAL 10^{-6} (ISO 11137). Bez rybonukleazy, deoksyrybonukleazy, lateksu i pirogenów. Wyprodukowane zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 13485. Oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji, kod barwny niebieski.

Specjalnie zaprojektowane opakowanie kartonowe z perforowaną taśmą odrywającą może służyć jako wydajny dozownik stołowy. Pakowane indywidualnie w papierowo-plastikowe opakowania