



## Aluminiowe naczynka wagowe

**WHEATON**<sup>®</sup>

Brak zdjęcia

Naczynka wagowe Wheaton przeznaczone do precyzyjnego ważenia niewielkich próbek laboratoryjnych. Wykonane z wysokiej jakości lekkiego aluminium.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. x wys.	Waga
	370790	Aluminiowe naczynka wagowe	11 x 6 mm	0,15 g
	370792	Aluminiowe naczynka wagowe	20 x 8 mm	0,45 g

### Opis

Aluminiowe naczynka wagowe Wheaton przeznaczone do precyzyjnego ważenia niewielkich próbek laboratoryjnych. Wykonane z wysokiej jakości lekkiego aluminium, zapewniającego trwałość i odporność na korozję. Naczynka posiadają gładką powierzchnię, która ułatwia przenoszenie i wysypywanie próbek. Nadają się do stosowania z wagami analitycznymi.