



Osłona przeciwbryzgowa do statywu AutoloopPro



Osłona przeciwbryzgowa do statywu AutoloopPro. Gwarantuje bezpieczny kontakt użytkownika z materiałem chorobotwórczym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1358	Osłona przeciwbryzgowa do statywu AutoloopPRO

Opis

Osłona przeciwbryzgowa do statywu AutoloopPro. Gwarantuje bezpieczny kontakt użytkownika z materiałem chorobotwórczym.